

30 mm

30 mm

**VITAMIN
D3 & K2**

**Nahrungsergänzungsmittel mit
Vitaminen D3 und K2.**

Vitamine D und K tragen jeweils zur Erhaltung normaler Knochen bei. Darüber hinaus trägt Vitamin D zur Erhaltung normaler Zähne, zu einer normalen Muskelfunktion sowie zur einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Ferner hat Vitamin D eine Funktion bei der Zellteilung.

Zutaten: Wasser, Cholecalciferol (Vitamin D3), Vitamin K2 (MK7).

1 Tropfen enthält:

Vitamin D3 - 20 µg = 800 I.E. = 400*, Vitamin K2 - 75 µg = 100*.

* = % der Referenzmenge (NRV) nach Lebensmittelinformationsverordnung.

**Inhalt: 20 ml
480 Tropfen**

**Die orthomolekulare
Wissenschaft -**

abgeleitet aus dem griechischen Wort „ortho“ (= richtig) und dem lateinischen Wort „molekula“ (= kleine Masse/Teile) - geht von dem Ansatz aus, dass die Gesundheit des Menschen durch ein bestimmtes Gleichgewicht von Mikro- und Makronährstoffen im Körper beeinflusst wird. Um dieses Gleichgewicht zu erhalten und zu gewährleisten, steht in der orthomolekularen Ernährungswissenschaft die Frage der „richtigen Teilchen“ (Nährstoffe) und deren jeweiligen Menge/ Dosierung in der hierfür jeweils zu empfehlenden Ernährung im Fokus.



Natura Vitalis BV
Groeneweg 12
NL-6041 AX Roermond
Telefon: 0800-1 01 70 44
Weitere Produktinfos:
www.naturavitalis.de



**NATURA
VITALIS®**

**VITAMIN
D3 & K2**

*Orthomolekulare
Empfehlung*

WASSERLÖSLICH

20 ml

PREMIUM QUALITÄT



Hinweise: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge von 1 Tropfen darf nicht überschritten werden.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Für Schwangere und Stillende nicht geeignet. Produkt bitte außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

Aufbewahrung: Bitte lagern Sie das Produkt geschützt vor Wärme, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

L-Bz.:/mindestens haltbar bis Ende: Bitte schauen Sie auf den Boden der Faltschachtel.

Verzehrempfehlung: Bitte verzehren Sie einmal täglich 1 Tropfen = 20 µg Vitamin D und nutzen Sie hierfür die Pipette. Vor Anwendung bitte gut schütteln.

Für Diabetiker geeignet.

100 mm